

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЛИЦА» №1

Цель протокола: глубокое очищение, сужение пор, профилактика воспалений.

Показания: жирная, комбинированная и проблемная кожа, профилактика воспалений.

Уникальные преимущества:

- Использование геля для холодной гидратации исключает необходимость распаривания и снижает травматичность.
- Подходит даже для чувствительной и реактивной кожи.
- Снижает воспалительные элементы благодаря завершению процедур себорегулирующей маской.
- Минимальное раздражение, комфортное проведение процедуры в любое время года.

1 ЭТАП. ОЧИЩЕНИЕ

Очистить кожу от макияжа. Нанести небольшое количество предпилингового геля для умывания CLEANSING GEL на кожу и вспенить с помощью воды массирующими движениями, избегая области вокруг глаз. Оставить на 1-2 минуты. Тщательно смыть водой. Насухо вытереть кожу салфеткой.

Объем продукта: 200 мл

Расход на 1 процедуру: 1-3 мл



CLEANSING GEL

2 ЭТАП. ГЕЛЬ ХОЛОДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ

Нанести гель холодного гидрирования слоем 1,5-2 мм под окклюзионную пленку. Время экспозиции 20-30 мин. Обильно смыть водой.

Объем продукта: 200 мл

Расход на 1 процедуру: 5 мл




GEL FOR COLD
HYDROGENATION

3 ЭТАП. ЧИСТКА

- Мануальная
- Аппаратная
- УЗ-чистка

По обильно увлажненной коже провести процедуру дезинкрустации. Лопатка смотрит вверх, лезвие обращено внутрь под углом 45 градусов.



4 ЭТАП. НАНЕСЕНИЕ МАСКИ

Закрыть проработанную поверхность маской на выбор с помощью кисти слоем 1,5-2 мм на 10-15 мин. Возможно применение массажных техник по маске. После чего смыть большим количеством воды.

Объем продукта: 160/200 мл
Расход на 1 процедуру: 5 мл



SEBO-REGULATING
MASK