

## ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЛИЦА»

### ПОКАЗАНИЯ:

- гиперкератоз;
- комедональные элементы;
- сальные нити;
- открытые и закрытые комедоны.

### РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС:

Процедура проводится в один этап.

#### 1 ЭТАП. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

Очистить кожу от макияжа. Нанести небольшое количество предпилингового геля для умывания CLEANSING GEL на кожу и вспенить с помощью воды массирующими движениями, избегая области вокруг глаз. Оставить на 1-2 минуты. Тщательно смыть водой. Насухо вытереть кожу салфеткой.

Объем продукта: 200 мл.  
Расход на 1 процедуру: 1-3 мл



CLEANSING GEL

#### 2 ЭТАП. ГЕЛЬ ХОЛОДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ

Нанести гель холодного гидрирования слоем 1,5-2 мм под окклюзионную пленку. Время экспозиции 20-30 мин. Обильно смыть водой.

Объем продукта: 200 мл.  
Расход на 1 процедуру: 5 мл



GEL FOR COLD HYDROGENATION

### 3 ЭТАП. ЭКСФОЛИАЦИЯ

По обильно увлажненной тоником коже провести процедуру дезинкрустации. Лопатка смотрит вверх, лезвие обращено внутрь под углом 45 градусов.

Объем продукта: 400 мл  
Расход на 1 процедуру: 4 мл



MULTI-PEPTIDE TONER

### 4 ЭТАП. НАНЕСЕНИЕ МАСКИ

Закрывать проработанную поверхность маской на выбор с помощью кисти слоем 1,5-2 мм на 10-15 мин. Возможно применение массажных техник по маске. После чего смыть большим количеством воды.

Объем продукта: 160/200 мл  
Расход на 1 процедуру: 5 мл



SEBO-REGULATING MASK



CALMING GEL MASK

### 5 ЭТАП. ТОНИЗАЦИЯ

Протереть кожу тоником с помощью ватного диска.

Объем продукта: 400 мл  
Расход на 1 процедуру: 2-3 мл



MULTI-PEPTIDE TONER

## 6 ЭТАП. ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Нанести 8-10 каплей сыворотки на обрабатываемую зону.

Объем продукта: 30 мл  
Расход на 1 процедуру: 0,5-1 мл



SERUM ANTI-ACNE

## 7 ЭТАП. ФИНИШ-КРЕМ/SPF-ЗАЩИТА

В зависимости от времени суток, типа и состояния кожи возможно как самостоятельное, так и сочетанное применение финиш-крема и SPF-защиты. Нанести крем по массажным линиям.

Объем продукта: 200/50 мл  
Расход на 1 процедуру: 2 мл



LAMELLAR CREAM  
LIPID REPAIR



CREAM SPF 30